CPR Shield

with One-Way Valve and Barrier Filter

Boucliers RCP

Avec valve unidire ctionnelle et filtre barrière

A single-use physical barrier for mouth-to-mouth resuscitation

Barrière physique à usage unique pour la réanimation bouche à bouche





1. Insert CPR shield mouth piece into patient's mouth, between the top and bottom front teeth.
2. Reach beneath the plastic shield and pinch the patient's nasal passages closed.
3. Create an open airway with the appropriate head tilt and chin lift motions.
4. Protected by the plastic shield, form a seal around the patient's mouth.
5. Continue with approved CPR technique.

1. Introduire l'embout RCP dans la bouche du patient, entre ses dentsde devant supérieures et inférieures.
2. Introduire le pouce et l'index derrière le bouclier en plastique et pincer les narines.
3. Ouvrir une voie respiratoire en inclinant la tête et en relevant le menton de façon adéquate.
4. À l'aide du bouclier en plastique, réaliser uneobturation étanche autour de la bouche du patient.
5. Continuer la technique RCP agréée.

CAUTION: The use of this device does not guarantee complete protection from disease transmission

PRÉCAUTION: L'emploi de cet appareil n'assure pas la protection totale contre la transmission des maladies

℞ Only **CAUTION:** Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.
PRÉCAUTION: des États Unis limite la vente de cet appareil par les médecins ou sur ordonnance de médecin.

This product is free from DINP and DEHP.
Ce produit ne contient pas de DINP ou DEHP.

Not made with natural rubber latex.
Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Manufactured for / Fabriqué pour:
Dynarex Corporation
11 Dynarex Drive • Middletown, NY 10941
USA • www.dynarex.com

Symbol Glossary/Guide des symboles:
dynarex.com/symbols.php

Made in China / Fabriqué en Chine R240502

Item/Article 36020
Item/Article 36021
(in Soft Case/en étui souple)